

北京唯尚立德生物科技有限公司

昆虫 cas9/gRNA 构建试剂盒(Catalog. No. VK001-10)

产品组成

组成	VK001-10s	VK001-10L
Cas9/gRNA Vector	5T	10 T
Solution1 (2×)	200μL	200μL
Sqprimer(10μM)	50μL	100μL

保存条件:请将产品于-20℃保存,避免反复冻融

产品说明

此试剂盒能快速方便地将 gRNA 靶点序列插入到 Cas9/gRNA 质粒中。构建好的 Cas9/gRNA 质粒能够同时通过昆虫 OPIE2 启动子表达 Cas9 蛋白及家蚕的 U6 启动子表达 gRNA,实现 CRISPR 技术进行目标基因的敲除和编辑。

特性: 1) 昆虫OPIE2启动子表达昆虫密码子优化的Cas9蛋白;

- 2) 家蚕U6启动子表达gRNA;
- 3) 昆虫OPIE1启动子表达博来霉素抗性基因。

试剂盒使用前 gRNA 靶点引物的设计与合成

请按照如下格式设计引物 oligo:

Target-Sense: 5' -CTCTACAAGT-gRNAsense
Target-Anti: 5' -CTCTAAAAC-gRNAanti

例如设计的 gRNA 的靶点位置为 GTCAGTTCTAAATAATGGCATGG (灰色背景: PAM 序列)。设计下面的 oligo, 并进行合成: 注意: oligo 不能加上 PAM 序列

Target-Sense: 5'-CTCTACAAGTGTCAGTTCTAAATAATGGCA-3'(正向序列)
Target-Anti: 5'-CTCTAAAACTGCCATTATTTAGAACTGAC-3'(反向互补序列)

使用方法:

注意: 收到试剂盒后, 使用前请离心试管, 避免溶液残留管壁。

步骤一: oligo 二聚体(oligoduplex)的形成

www.v-solid.com

II 010-62963369

order@v-solid.com



北京唯尚立德生物科技有限公司

将合成的 oligo 分别稀释成 10μM, 按如下比例混合

Target-Sense	1μL
Target-Anti	1μL
Solution1	5μL
H_2O	3μL
最终体系	10μL

混匀后,按照如下程序处理:

95°C3min

95℃到 25℃缓慢冷却,例如 -1℃/20S 或者将样品管放在 95℃水中,自然冷却至室温

16°C5min

步骤二: oligo 二聚体插入到载体中

spCas91.1/gRNAVector	1μL
步骤一的 oligo 二聚体	$2\mu L$
H_2O	7μL
最终体系	10μL

充分混合后,室温(25℃)静置 5min

步骤三:转化

取步骤二的最终产物5-10μL加入到刚解冻的50μL DH5a感受态细胞中,轻弹混匀,冰浴30分钟,42℃热激90秒,冰上静置2分钟,然后加入500微升无抗LB,置于37℃恒温摇床中,170转,复苏一小时后涂博来霉素抗性(Zeocin+)的平板。

阳性克隆的鉴定

挑3至5个菌落摇菌,进行测序。这个质粒为低拷贝,请注意要收集4ml菌液抽提质粒,浓度太低测序结果就会不理想。如果第一次测序得不到正确结果,请加送5个测序样品,进行测序。


测序引物:

sqprimer:TGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAG。测序结果例子见文档后。

质粒图谱:



北京唯尚立德生物科技有限公司



测序例子:

测序引物



